



Guía de almacenamiento y manipulación

¡Gracias por tu compra!

En T4, nos especializamos en la fabricación de ácidos nucleicos sintéticos para diversas aplicaciones. Ofrecemos una amplia gama de modificaciones químicas. Además, producimos una variedad de sondas para qPCR empleando quenchers y fluoróforos en el espectro visible desde 430 nm hasta el rango del infrarrojo cercano de 730 nm.

Estos ácidos nucleicos sintéticos han sido cuidadosamente analizados durante su producción para garantizar que cumplan con sus requerimientos. Para asegurar el máximo desempeño de nuestros productos, le invitamos tomar en cuenta las siguientes **recomendaciones** para la manipulación y almacenamiento de sus productos.

Recomendaciones de almacenamiento

Los ácidos nucleicos sintéticos son generalmente muy estables, pero un manejo cuidadoso de acuerdo con nuestras recomendaciones ayudará a prevenir su degradación durante el almacenamiento.

Todos los oligos se entregan secos/liofilizados a menos que se especifique lo contrario.

Los oligos son estables durante más de dos años cuando se almacenan a las siguientes temperaturas:

Envío de nuestros productos (seco/liofilizado)	<i>Temperatura ambiente</i>
Almacenamiento a corto plazo máximo 3 meses (seco/liofilizado/hidratado)	<i>Refrigeración (5 °C ± 3 °C)</i>
Almacenamiento a largo plazo mínimo 24 meses (seco/liofilizado/hidratado)	<i>Congelación (-15 °C ± 5 °C)</i>

Seco: Se refiere a los oligonucleótidos en forma seca (en pellet) o liofilizados.

Hidratado: Se refiere a los oligonucleótidos disueltos en buffer TE (10 mM Tris HCl/1 mM EDTA) pH 8.0 o agua libre de nucleasas. Recomendaciones para reconstituir tus oligos.

Recomendaciones de uso

1. Antes de utilizar **da un spin o centrifuga** brevemente para asegurar que el pellet quede al fondo del tubo.

2. Resuspende tus oligos y sondas en el volumen indicado en la etiqueta del tubo. Preferentemente utiliza TE Buffer (10 mM Tris HCl/1 mM EDTA) pH 8.0 o agua libre de nucleasas. **Permite** que tus oligos y sondas se hidraten por varios minutos.

3. Vortexea para garantizar la disolución de los oligos y sondas.

4. Da un spin para evitar que se quede material en la tapa.

¡Tus oligos o sondas están listos para usarse!

Notas

- Recomendamos diluir tu solución stock a una concentración de trabajo adecuada.
- Una vez diluida, divide esta solución de trabajo en múltiples alícuotas, las cuales pueden almacenarse refrigeradas o congeladas.
- Determina un volumen adecuado de cada alícuota para minimizar la exposición del oligo al entorno del laboratorio y el número de ciclos de congelación-descongelación.
- Para garantizar una actividad óptima, las sondas o cualquier oligo marcado con modificaciones siempre deben protegerse de la luz y el aire para evitar la fotodegradación.
- Recomendamos almacenarse en tubos ámbar o en tubos transparentes dentro de un recipiente opaco secundario.

En caso de tener alguna duda o requerir asistencia adicional, no dudes en contactarnos.



Solicite información
especializada



ventas@t4mexico.com



soporte@t4mexico.com



462 624 0364



462 307 3642

S G C, certificada bajo



RUO

Uso en Investigación
Científica

